

1515908 - Seca 217 stadiomètre pour mesure de longueur mobile - 20 jusqu'à 205 cm - 1 pc



Déscription

Le stadiomètre mobile seca 217 se caractérise par ses matériaux de haute qualité et son système de raccordement particulièrement bien pensé qui lui confère une stabilité unique, pratiquement comme s'il était monté de manière fixe. L'écarteur mural réglable permet de garantir un maintien sûr sans aucun vissage. Le stadiomètre est essentiellement destiné à un usage en cabinet médical et en milieu hospitalier mais est aussi parfaitement adapté à un usage mobile pour les examens réalisés dans le cadre des examens médicaux scolaires ou lors des visites à domicile. Après démontage, le stadiomètre se transporte partout, de manière très pratique.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Non
sku	1515908
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Règle amovible et portable
Plage de mesure	0 - 205 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce