

1543539 - MG 55 appareil de massage par tapotement - 1 pc



Déscription

Appareil de massage avec un massage pénétrant et relaxant pour vos muscles. Avec une intensité de massage réglable et une fonction de chaleur séparée avec 3 embouts interchangeables (embout rond, cylindrique et bouton). Avec une poignée ergonomique antidérapante.



Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 9.5 cm, H 9.5 cm, L 43.5 cm
SKU leverancier	64320
Puissance	20 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	3
sku	1543539
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce