

## 1543539 - MG 55 appareil de massage par tapotement - 1 pc



### Déscription

Appareil de massage avec un massage pénétrant et relaxant pour vos muscles. Avec une intensité de massage réglable et une fonction de chaleur séparée avec 3 embouts interchangeable (embout rond, cylindrique et bouton). Avec une poignée ergonomique antidérapante.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 9.5 cm, H 9.5 cm, L 43.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	64320
<b>Puissance</b>	20 W
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Chaleur infrarouge</b>	Non
<b>Programmes de massage</b>	1
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Nombre de têtes de massage</b>	3
<b>sku</b>	1543539
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce