

1540119 - Gobelet isolant et évasé ThermoVital - rouge - 200 ml - 1 pc



Déscription

Variante du Thermo 205, mais avec 2 poignées. Conception spéciale à l'intérieur, ce qui facilite la consommation. Il fonctionne comme une coupelle nasale et le réglage est invisible. Peu importe de quel côté vous buvez. De plus, le gobelet est à double paroi, avec de bonnes propriétés isolantes.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Indication d'échelle	Non
Coupe isolante	Oui
sku	1540119
Contenu	200 ml
Couleur	Rouge
Forme	Forme d'entonnoir
Type d'emballage	Pièce