

1106340 - WelchAllyn planoscope 40 - 1 pc



Déscription

Le Planoscope 40 de Welch Allyn simple est adapté à la mesure de la pression sanguine. Avec un membrane ultra-mince de 40 mm, des supports d'oreille rotatifs et une pièce thoracique unilatérale.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Digital	Non
sku	1106340
Application	Examen physique
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Noir
La technologie du pavillon	Unilatéral
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Planoscope