

1543435 - BY 84 babyphone analogique - 1 pc



Déscription

Ce babyphone analogique vous montre toutes les émotions du bébé sur un écran pour vous indiquer comment il va. Sa portée très étendue jusqu'à 800 m vous permet d'utiliser cet appareil dans toutes les situations. L'appareil dispose d'un indicateur qui indique quand votre bébé dort, se réveille ou pleure.

- 16 tonalités pilotes
- Communication à sens unique
- Indicateur de changement des piles
- Affichage du canal sélectionné

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1543435
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce