

1544796 - Sangle de bain avec têteière - avec clips - XL - 1 pc



Déscription

Une sangle universelle en polymesh avec des clips, une têteière complet et des sections de jambes rembourrées divisées. Ce harnais convient aux transferts généraux et possède une petite ouverture à des fins hygiéniques, des baleines amovibles à l'arrière. Le matériau polymesh permet au harnais de se mouiller sans affecter la sécurité lors d'un déménagement. De plus, la fronde peut être utilisée pour le bain et sèche rapidement par la suite. Le sangle a une capacité de charge maximale de 220 kg, peut être lavé à 85° et peut être séché au sèche-linge à basse température de maximum 50°. L'écharpe est en 100% polyester.

Mesures du tour d'épaule :

Small 86-96 cm
Medium 96-108 cm
Large 108-130 cm
Extralarge 130-144 cm
Extra extra large 144-160 cm

Dimensions hauteur :

Small 66-74 cm
Medium 74-80 cm
Large 80-88 cm
Extralarge 88-100 cm
Extra extralarge 96-104 cm
Extra extra large 96-104 cm

Spécifications

Marque	Silvalea
Composition	100% polyester mesh
Sans latex	Oui
Normes	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Appui-tête	Oui
sku	1544796
Fixation sangles	Clips
Poids maximal de l'adulte	220 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XL
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle de bain