

1539788 - Probe foetale 2MHz OP3-XS



Déscription

Dopplers numériques d'affichage du rythme cardiaque fœtale (RCF) avec sonde étanche fixe 2MHz ou 3MHz

Caractéristiques :

- Conception compacte et légère pour faciliter le transport.
- Grand écran LCD à fort contraste affichant le rythme cardiaque fœtale en gros chiffres.
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une plus grande facilité d'utilisation

d'utilisation

- Sondes à haute sensibilité pour maximiser les performances dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques.
- Prend en charge les sondes étanches de 2MHz et 3MHz qui conviennent pour le monitoring en environnement accouchement dans l'eau.
- Sondes faciles à nettoyer pour un meilleur contrôle des infections
- Piles AA pour plus de commodité et une rentabilité à long terme

Spécifications

Marque	Huntleigh
SKU leverancier	OP2-XS
sku	1539788
Fréquence de la sonde	2MHz
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce