

## 1501313 - Oxymètre - 1 pc



### Déscription

L'oxymètre de pouls ECO mesure la saturation en oxygène du sang (SpO<sub>2</sub>), la fréquence cardiaque et le graphique à barres de la fréquence cardiaque. Il convient aux patients de 15 à 110 kg. Il comprend un écran OLED et s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes.

Mesures : SpO<sub>2</sub> : 0 à 100 %, +/- 2 % d'énergie. Pouls : 30 à 250 bpm, à +/- 2 bpm.

Fourni avec 2 piles AAA dans le cordon.

## Spécifications

Poids du produit	0.05 kg
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Taxe Bebat	0.05 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Non
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Normes	ISO 80601-2-61:2017
sku	1501313
	2026-01-06T01:00:00+01:00
Etat des documents	Expiré
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	7,5 mm