

1501313 - Oxymètre - 1 pc



Déscription

L'oxymètre de pouls ECO mesure la saturation en oxygène du sang (SpO₂), la fréquence cardiaque et le graphique à barres de la fréquence cardiaque. Il convient aux patients de 15 à 110 kg. Il comprend un écran OLED et s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes.

Mesures : SpO₂ : 0 à 100 %, +/- 2 % d'énergie. Pouls : 30 à 250 bpm, à +/- 2 bpm.

Fourni avec 2 piles AAA dans le cordon.

Spécifications

Poids du produit	0.05 kg
Type de batterie	AAA
Taxe Bepat	0.05 EUR
Nombre de batteries	2
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Normes	ISO 80601-2-61:2017
sku	1501313
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	7,5 mm