

1618362 - Tabouret selle TR03 - repose - pieds - roues - 64 - 89 cm - revêtement standard - ocre



Déscription

La tabouret selle TR 03 allie un design moderne à un confort et une fonctionnalité optimaux. Elle a été spécialement conçue pour les professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

Caractéristiques principales

- Assise confortable : le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité qui offre un confort d'assise durable, même pendant les heures de travail intensives.
- Base stable : La base robuste en aluminium du Tabouret TR 03 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans les environnements médicaux.
- Réglage facile de la hauteur : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être réglée rapidement et sans effort, pour une position ergonomique parfaite.

La selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
Produits similaires	Non
sku	1618362
Couleur	S05 - ocre
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	64 - 89 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond