

1518858 - Spéculum Cusco mix 4 tailles - XS/S/M/L - 4 x 25 pcs



Déscription

Boîte de collection Gyneas contenant 4 tailles de spéculums Cusco (vierge, petit, moyen et grand). Les spéculums Cusco Gyneas sont les seuls spéculums dotés de valves plus longues pour un meilleur accès au col de l'utérus. Avec une pointe arrondie, moins de stress pour le patient. Avec un angle d'ouverture plus petit pour un retrait plus facile et moins de traumatisme pour le patient.

Le spéculum présente de nombreux avantages, tant pour le gynécologue ou l'obstétricien que pour le patient :

- Stérile et à usage unique
- Les spéculums emballés individuellement sont fournis dans une boîte.
- La taille indiquée est le diamètre du spéculum.

Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1518858
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Type spéculum vaginal	Cusco