

1549852 - HEINE Tête d'ophtalmoscope Beta 200 - Led - Sans poignée - 1 pc



Déscription

La tête d'ophtalmoscope HEINE BETA 200 LED offre précision et durabilité grâce à la technologie LED HQ, qui fournit une lumière claire et naturelle avec un excellent rendu des couleurs. Sa construction robuste en métal garantit une longue durée de vie, tandis que l'optique avancée offre des images nettes et détaillées. Compatible avec les poignées HEINE BETA et conforme au règlement MDR 2017/745/UE, Classe I.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINC-008.30.100
sku	1549852
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce