

## 1559881 - Tork Mouchoirs - 2-plis - 20 x 21 cm - 30 x 100 pcs



### Déscription

Les mouchoirs extra doux Tork offrent une douceur supérieure dans une jolie boîte rectangulaire moderne pour le confort de vos clients. La boîte de mouchoirs est adaptée au distributeur de mouchoirs Tork et peut être placée où vous le souhaitez.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>Poids du produit</b>	0.001 kg
<b>SKU leverancier</b>	140280
<b>Largeur pliée</b>	20 cm
<b>Longueur pliée</b>	10.4 cm
<b>Largeur dépliée</b>	20 cm
<b>Composition</b>	Papier
<b>Normes</b>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
<b>sku</b>	1559881
<b>Couches</b>	2 couches
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Carton