

1559881 - Mouchoirs - 2-plis - 20 x 21 cm - 30 x 100 pcs



Déscription

Les mouchoirs extra doux Tork offrent une douceur supérieure dans une jolie boîte rectangulaire moderne pour le confort de vos clients. La boîte de mouchoirs est adaptée au distributeur de mouchoirs Tork et peut être placée où vous le souhaitez.

Spécifications

Marque	Tork
Poids du produit	0.001 kg
SKU leverancier	140280
Largeur pliée	20 cm
Longueur pliée	10.4 cm
Largeur dépliée	20 cm
Composition	Papier
Normes	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Couches	2 couches
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton