

**1574942 - Tabouret 926 - repose-pieds - chassis aluminium - 5
roues - 57,5-82,5 cm - 1 pc**



Déscription

Plébiscité par tous, les tabourets médicaux Promotal sont l'optimum en terme de qualité. Confort, sécurité, hygiène, tous les aspects important de votre métier ont été pris en compte à l'élaboration du tabouret. Disponible dans 18 coloris il se fond entièrement dans votre cabinet. Les tabourets Promotal sont disponibles en plusieurs tailles* pour s'adapter au plus près à votre spécialité. De nombreuses options vous permettent d'adapter le design général du tabouret à votre convenance : Forme et matière de la sellerie, ajout de dossier, freins de roues ...

Spécifications

Marque	Promotal
Roues	Oui
Anneau de pied	Oui
Dossier	Non
Nombre de roues	5
sku	1574942
Produits similaires	Non
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	57,5 - 82,5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège carré