

1532419 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-stérils - bleu - XL - 1 x 180 pcs



Déscription

Texa® Soft Nitrile est un gant d'examen sans latex ni poudre. Fournit une bonne adhérence dans des situations sèches et humides, offre une bonne barrière contre la plupart des produits chimiques et réduit le risque d'irritation de la peau. Convient aux mains gauche et droite.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	Nitrile doux
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Normes	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
Résidu poudre	? 2,0 mg/conform EN 455-3
sku	1532419
Couleur	Bleu
Force jusqu'au point de rupture après vieillissement	6N
Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement	6N
Largeur de la paume	120 mm > 240 mm
Largeur doigt	0,10 mm
Niveau de qualité	AQL 1.5
Stérile	Non
Taille	XL
Type d'emballage	Boîte
épaisseur de la paume	0,08 mm
épaisseur du poignet	0,07 mm