

1575966 - Tork Premium solution hydro-alcoolique - S4 - 6 x 1 l



Déscription

La solution hydro-alcoolique est un désinfectant liquide efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Elle est idéale lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité. Elle ne laisse aucun résidu collant, même lors d'un usage fréquent. Elle est inodore et contient des ingrédients hydratants pour protéger les mains. La peau est hydratée sans laisser de résidu collant. Convient aux distributeurs pour savon liquide, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs. Entretien garanti sans effort et rechargements intuitifs en moins de 10 secondes, Efficace contre une grande variété des bactériens. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit., Hydrate la peau sans laisser de résidus collants. Testé et approuvé sûr et doux pour la peau (test indépendant sur la peau in vitro).



Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	424115
Contenu	1000 ml
Composition	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
Ingrédients	Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
Normes	EN 1500; EN 12791; EN 14476
sku	1575966
Couleur	Transparent
Forme physique	Savon liquide
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Système	S4 - Distributeurs Foam
Type d'emballage	Carton
Valeur pH	4.8 - 5.4