

1622017 - Electrodes ECG - long term - solid - bébé/pédiatrique - 36x42 mm - 40x50 pcs



Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une plus grande surface de contact avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

Grâce à la couche non tissée perforée, la peau peut respirer librement pendant toute la durée de l'examen. Principalement utilisé chez les patients très actifs, souffrant de transpiration excessive ou en surpoids.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622017
Normes	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Oui
Application	Long-term monitoring
Groupe cible	Bébé
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	36 x 42 mm
Type d'emballage	Boîte