

## 1551001 - MST-3180 clamp d'échantillons de mucus - tube 29 cm - 25 ml - 1 x 75 pcs



### Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec une longueur de tube de 29 cm et bouchon à vis de rechange est conçu pour prélever des échantillons de mucus pour un examen microbiologique. Ce piège fourni d'une capacité de 25 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration, ainsi qu'une étiquette avec les informations relatives au patient.

Ces pièges à bave sont utilisés pour collecter des échantillons de bave pour des recherches ultérieures et sont utiles dans diverses situations.

- Stérile, emballage individuel
- Récipient de collecte de 25ml ou 70ml
- Fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de raccordement d'aspiration

## Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 29 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1551001
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte