


1532220 - FreeStyle Precision Neo - tigettes de glycémie - emballage individuelles - 1 x 50 pcs



Déscription

Les tigettes glycémiques conçues pour ne pas s'allumer tant qu'une quantité suffisante de sang n'est pas présente empêchent le gaspillage de bandelettes. Petit échantillon de sang requis (0,6 µL). Aucun médicament ou interférence métabolique. Utilisation simple: 'top-fill' ou 'end-fill'.

Spécifications

Marque	Abbott
Code de vérification	Non
Transfert de données par wifi	Non
sku	1532220
	2026-01-06T01:00:00+01:00
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte