

1543172 - Sous-matelas - sans housse - 200 x 90 x 5 cm - 1 pc



Déscription

Un sous-matelas favorisant une meilleure circulation sanguine et réduisant les points de pression. Ce sous-matelas est relié à un compresseur qui souffle de l'air filtré à une pression de gonflage déterminée par le poids du patient. Pour nettoyer le matelas, il est préférable d'utiliser un chiffon en microfibre avec un produit d'entretien.

Spécifications

sku	1543172
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce