

1544368 - Aërosol - Air Pro 3000 - 1 pc



Déscription

Système de nébulisation robuste pour un usage professionnel. Compresseur puissant et durable pour une utilisation intensive. Débit réglable pour l'optimisation des paramètres de traitement.

Spécifications

Marque	Flaemnuova
Dimensions du produit	L 12 cm, H 23.5 cm, L 26 cm
Poids du produit	2.4 kg
Fraction respirante	81,5% - 84,2%
MMAD max	2.38 ?m
MMAD min	2.21 ?m
Compressor luchtuitvoer	14 L/m
Débit max.	0.65 milliliter per minute
Débit min.	0.29 milliliter per minute
sku	1544368
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisation aérosol	Intensive
Zone de traitement	Les voies respiratoires inférieures