

## 1619393 - Hystéromètre Gyneas double évolution - CH8-12 ou CH10-14 - 25 pcs



### Déscription

Ce hystéromètre stérile à usage unique est conçu pour mesurer avec précision la hauteur de la cavité utérine. Il peut également être utilisé pour vérifier la perméabilité du canal cervical et déterminer la position de l'utérus.

Grâce à son ingénieux design à double voie, avec deux embouts à dilatation progressive, Gyneas propose un outil multifonctionnel adapté à la pose de tous les types de dispositifs intra-utérins, qu'ils soient au cuivre ou hormonaux (SIU), quelle que soit la taille de l'utérus :

- Embout CH8 à CH12
- Embout CH10 à CH14

Chaque embout est doté d'une gaine de protection qui améliore non seulement la rigidité et la prise en main pour le praticien, mais qui garantit également la stérilité de la partie insérée. La couleur rose pâle subtile de l'instrument facilite en outre l'observation de la glaire cervicale.

Les extrémités de l'hystéromètre, équipées d'une pointe flexible à mémoire de forme, offrent une plus grande précision et facilité d'utilisation. Chaque embout est soigneusement enveloppé dans un tube en polyéthylène pour assurer une stérilité optimale.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Composition</b>	Longueur du dispositif : <ul style="list-style-type: none"><li>• 31.5 cm avec gaine de protection.</li><li>• 30 cm sans les gaines.</li></ul>
<b>sku</b>	1619393
<b>Type d'emballage</b>	Boîte