

1543920 - Renol housse pour coussin décubitus latéral - coton - diamètre 30 cm x l 175 cm - 1 pc

Déscription

Taie d'oreiller en coton pour coussin de positionnement latéral 30 x 175 cm, composée à 100 % de coton.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM09088
Composition	100 % en coton
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543920
Couleur housse	Bleu
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce