

1549651 - MG 149 Coussin de massage Shiatsu - 1 pc



Déscription

Massage relaxant polyvalent pour les épaules, le cou, le dos et les jambes grâce à la forme large et universelle de l'oreiller au design ergonomique. La fixation est simple et sûre avec des boucles à clip, s'éteint automatiquement, l'extérieur est en cuir.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Beurer |
| Dimensions du produit | L 20 cm, H 11.5 cm, L 33 cm |
| SKU leverancier | 64303 |
| Fonction de chaleur | Oui |
| Nombre de têtes de massage | 4 |
| Puissance | 18 W |
| sku | 1549651 |
| Réglementation Européenne | 2014/30/EU |
| Type d'emballage | Pièce |