

## 1571907 - Linido appui mural courbé 90° - 560 x 1130 mm - inox poli/antracite: gauche - 1 pc



### Déscription

Le support mural 90° est recommandé pour être placé à côté des toilettes et de la baignoire. La partie diagonale offre un soutien en position debout, tandis que la partie horizontale est agréable à tenir en position assise. Un autre avantage est qu'un porte-rouleau de papier toilette peut être monté sur la partie horizontale, ce qui permet de garder le papier toilette à portée de main. Grâce à sa conception symétrique, le support mural peut être utilisé aussi bien du côté gauche que du côté droit de l'utilisateur.

Ce support présente les mêmes caractéristiques que le support mural droit Ergogrip, comme la courbure distinctive de 60° à l'extrémité, qui favorise une posture naturelle de la main et du poignet, ainsi que l'espace libre de 75 mm entre le tube et le mur, de sorte que la saisie est possible sans pincer ou abraser les doigts. Le support à 45° est aussi fiable que le support mural droit, avec une capacité de charge maximale de 150 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0232-11
<b>Angle de pliage de 60°</b>	Oui
<b>sku</b>	1571907
<b>Appui mural</b>	560 x 1130 mm
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux courbés
<b>Couleur</b>	Inox poli/anthracite
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce