

**1005906 - Malette médicale Bollmann Medi-light - avec 1 poche
extérieure - gansé cuir - noir - 44 x 25 x 25 cm - 1 pc**



Déscription

Le Medi-Light est un sac robuste avec un cadre en aluminium. Grâce à un mécanisme à ressort, le sac s'ouvre très largement, permettant un accès facile à son contenu. La sacoche du médecin est équipée d'une serrure pratique qui s'ouvre automatiquement au contact des doigts. La serrure se verrouille ensuite automatiquement. Le Medi-Light est fabriqué en cuir résistant aux rayures.

Spécifications

Marque	Bollmann
Dimensions du produit	L 25 cm, H 25 cm, L 44 cm
sku	1005906
Catégorie	Mallette médicale
Couleur	Noir
Matériau	Plastique
Nombre de poches avant	0
Nombre de poches latérales	1
Nombre de poignées	1
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce