

## 1104961 - Chariot à linge in lijn voor 4 sac à linges - 4 couvercles - avec pédales - 1 pc



### Déscription

Porte-sacs à linge composé d'une structure en tube d'acier inoxydable Ø 20 mm avec des roulettes pivotantes Ø 80 / 100 mm et 4 pare-chocs en caoutchouc. Porte-sac en nylon, avec un anneau de fixation des sacs en acier inoxydable, charnière en plastique, intégrée au porte-sac. Couvercle en polypropylène disponible en 5 couleurs : blanc (1545852), vert (1576755), rouge (1545856), bleu (1560302) et jaune (1576756). Les couleurs sont à préciser au moment de la commande.

## Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 1240 cm, H 950 cm
<b>Couvercles assortis</b>	1545852(blanc); 1545856(rouge); 1560302(bleu); 1576756(jaune); 1576755(vert)
<b>Nombre de roues</b>	4
<b>Nombre de couvercles inclus</b>	4
<b>Profondeur du produit</b>	540 cm
<b>Pédale</b>	Oui
<b>Support sac poubelle</b>	Non
<b>sku</b>	1104961
<b>Composition sacs</b>	En ligne
<b>Configuration linge sale</b>	4 sacs
<b>Matériel</b>	Acier inoxydable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce