

1623570 - Ergoline - Tapis de course Ergosprint T (cockpit tactile)



Déscription

Le **tapis roulant Ergosprint T** est conçu pour une utilisation exigeante dans le sport, la rééducation et les environnements médicaux. Grâce à la **terminal utilisateur intuitive avec clavier et écran**, vous gardez un contrôle total sur votre entraînement.

Caractéristiques principales :

- **Surface de course** : 150 x 50 cm avec bande antidérapante pour une adhérence maximale
- **Hauteur d'accès basse** : 23 cm, idéale pour tous les utilisateurs
- **Plage de vitesses** : 0,0 – 22,0 km/h par incréments précis de 0,1 km/h
- **Accélération/décélération** : 7 niveaux, de 131 s à 3 s pour une montée en puissance progressive
- **Moteur** : moteur AC sans balais de 2,2 kW (3 HP), sans entretien et silencieux
- **Charge maximale** : jusqu'à 250 kg

Équipement optionnel :

- Arceau de sécurité avec ceinture thoracique et système anti-chute
- Poignée extra longue de 154 cm sur toute la longueur de course

Dimensions :

- **Longueur** : 230 cm
- **Largeur** : 109 cm

- **Hauteur** : 135 cm

L'Ergosprint T allie puissance, sécurité et confort dans un tapis roulant robuste – parfait pour un usage professionnel.

Spécifications

Marque	Ergoline
sku	1623570
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce