

1600524 - TwinStream™ ICU - pour 10 à 200 kg



Déscription

L'unité de soins intensifs TwinStream™ offre une ventilation d'une efficacité et d'une sécurité inégalées. C'est le seul système sur le marché qui offre la ventilation bi-niveau pulsée p-BLV™. Le module p-BLV™ génère une colonne de gaz pulsée. Cela favorise un échange gazeux optimal, le conditionnement du gaz respiré et la transmission de l'amplitude des ondes de pression dans le poumon. C'est un avantage considérable par rapport aux systèmes de ventilation conventionnels.

Caractéristiques :

- Augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle
- Pression de ventilation plus faible
- Échange gazeux plus efficace par rapport à la ventilation classique
- Préparation simple de l'appareil
- Facile à utiliser

Spécifications

Marque	Carl Reiner
Normes	ISO 13485
sku	1600524
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce
Type beademing	Ventilation invasive