

## 1539563 - Fluorescein strips stériles - boîte de 100 pcs



### Déscription

FLUO 900 sont des bandes ophtalmiques stériles de Haag-Streit, emballées individuellement, imprégnées de colorant fluorescéine-sodium. Elles sont utilisées pour évaluer l'adaptation des lentilles de contact.

La bande de papier stérile emballée individuellement garantit une application sûre de la fluorescéine de Haag Streit.

Simple à utiliser, il suffit d'humidifier la bandelette avec une solution ophtalmique stérile et de toucher la conjonctive ou le fornix avec la pointe humidifiée pour distribuer le colorant. Avec 1 mg de fluorescéine sodique I.P. par bandelette, une bandelette contient suffisamment de colorant pour obtenir des résultats de coloration optimaux.

### Spécifications

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Marque</b>           | Haag-Streit |
| <b>sku</b>              | 1539563     |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce       |