

## 1601545 - Asept lingettes désinfectante en alcool - boite - 150 pcs



### Déscription

Asept lingettes désinfectant avec un solution isopropyl qui efficace contre les bactéries et les fungus. Fabriqué à 100 % en polypropylène.

- NOTIF 831 - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### Spécifications

#### Composition

100% polypropylène, l'eau, Alcohol denat., Sodium, Laureth Sulfate, Isopropyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexyl, Glycerine

|            |         |
|------------|---------|
| <b>sku</b> | 1601545 |
|------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Couleur</b> | Blanc |
|----------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce |
|-------------------------|-------|