

## 1601545 - Asept lingettes désinfectante en alcool - boite - 150 pcs



### Déscription

Asept lingettes désinfectant avec un solution isopropyl qui efficace contre les bactéries et les fungus. Fabriqué à 100 % en polypropylène.

- NOTIF 831 - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### Spécifications

#### Composition

100% polypropylène, l'eau, Alcohol denat., Sodium, Laureth Sulfate, Isopropyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexyl, Glycerine

<b>sku</b>	1601545
------------	---------

<b>Couleur</b>	Blanc
----------------	-------

<b>Type d'emballage</b>	Pièce
-------------------------	-------