

1552306 - Electrode en caoutchouc - 4 cm x 6 cm - 2 mm cheville - 1 x 2 pcs



Déscription

Electrodes en caoutchouc, disponibles en différentes variantes. À utiliser en combinaison avec divers dispositifs Enraf-Nonius (par exemple, Endomed 482). Des couvertures en éponge sont également disponibles pour ces électrodes en caoutchouc.

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1552306
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	4 cm x 6 cm
Type d'emballage	Pièce