

## 1005662 - HEINE set d'otoscope beta 200 f.o led - avec poignée - 1 pc



### Déscription

Le kit d'otoscope HEINE BETA 200 F.O. LED offre un éclairage clair et sans ombre grâce à la technologie LED à fibre optique (F.O.), garantissant des examens auriculaires précis. Son boîtier métallique robuste et sa lentille hermétique à l'air et à la poussière assurent une image nette et lumineuse. La poignée ergonomique offre une prise en main confortable, tandis que la technologie LED HQ garantit un rendu des couleurs optimal. Idéal pour les médecins généralistes, ORL et audiologistes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINB-141.10.118
<b>sku</b>	1005662
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce