

## 1574558 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax S - celadon - 1 pc



### Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1574558
<b>Couleur housse</b>	Celadon
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce