

1601723 - Keiser Air300 Seated Calf



Déscription

L'option unilatérale et la possibilité de s'entraîner à grande vitesse garantissent de meilleurs résultats dans l'entraînement spécifique au sport. La pédale se fixe autour de la cheville pour améliorer l'amplitude des mouvements, tandis que l'appareil s'adapte automatiquement à la longueur de la jambe.

- Gamme de résistance accrue pour des entraînements fonctionnels plus intenses
- Grand écran qui montre la résistance, les séries et les répétitions
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 134.6 cm
SKU leverancier	002936BP
Résistance	0-390 kg
sku	1601723
Type d'emballage	Pièce