

1623445 - Tapis de course SportsArt Essentials Line Eco-Natural T665 - 4,5 HP AC - écran LED



Déscription

Le **tapis de course SportsArt T665** est le choix parfait pour les centres de fitness, les établissements de rééducation et les utilisateurs à domicile recherchant une combinaison de **qualité, durabilité et confort d'entraînement**. Grâce à son **moteur AC servo 4,5 HP** puissant mais économe en énergie, ce tapis offre d'excellentes performances tout en consommant moins d'énergie que les moteurs traditionnels.

Le système de **coussinet omni-directionnel MyFlex+** absorbe efficacement les chocs, protégeant ainsi les articulations et augmentant considérablement le confort de course. L'innovant système **d'auto-lubrification ECO-GLIDE™** prolonge la durée de vie du tapis et minimise l'entretien.

Caractéristiques principales du tapis de course SportsArt T665 :

- Moteur AC servo puissant de 4,5 HP – économe en énergie et fiable
- Système d'auto-lubrification ECO-GLIDE™ – lubrification automatique pour moins d'entretien
- Coussinet omni-directionnel MyFlex+ – amorti maximal et confort à chaque foulée
- Plage de vitesse : 0,15 – 15,5 mph / 0,25 – 25 km/h – adapté à la marche, au jogging et à l'entraînement intensif en course
- Fonctions supplémentaires : port de chargement USB, port CSAFE, capteurs de fréquence cardiaque par contact et télémétrie
- Surface de course spacieuse : 61 x 22 pouces (155 x 56 cm) – idéal pour les utilisateurs de tous niveaux
- Poids utilisateur maximal : 450 lbs / 205 kg – robuste et sécurisé

Spécifications :

- Dimensions (L x l x H) : 83,3 x 33,8 x 58,9 pouces / 211,5 x 85,9 x 149,4 cm
- Poids : 385 lbs / 175 kg

Le **tapis de course SportsArt T665** garantit des **performances durables, un confort utilisateur optimal et des possibilités d'entraînement polyvalentes**. Parfait pour ceux qui recherchent une qualité fiable avec une technologie innovante.

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623445
Type d'emballage	Pièce