

1007344 - Terumo - garrot - multicoloré - 1 pc



Déscription

Un garrot est un outil essentiel pour préparer les patients à l'accès veineux dans l'haut du bras. La conception offre un confort à la fois au soignant et au patient et permet des interventions rapides et efficaces grâce à une opération à une main, une libération rapide et une fermeture à pression de sécurité.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	XX+TC
Composition	Gaine plastique : polycarbonate, élastique : polyester, sans Lycra phtalate
Sans latex	Oui
Stérile	Non
sku	1007344
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce