

## 1551589 - Acti-Lance Universal - 23 G x 1,8 mm - 10 x 200 pcs



### Déscription

Acti-Lance Universal est parfait pour la plupart des tests courants effectués avec du sang capillaire, notamment la glycémie, le cholestérol, l'hémoglobine, la classification des groupes sanguins, les tests de coagulation, les tests virologiques et bien d'autres. Acti-Lance Universal peut être utilisé chez tous les patients ayant une peau normale. Grâce à son incision très rapide (0,002 seconde seulement), au guidage linéaire de l'aiguille et à la géométrie parfaitement précise de l'aiguille, Acti-Lance Universal minimise la douleur, les contusions et la formation de callosités chez le patient, tout en garantissant que l'échantillon de sang est toujours bon après une seule ponction.

### Spécifications

<b>Marque</b>	HTL
<b>Longueur de l'aiguille</b>	1.8 mm
<b>sku</b>	1551589
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	23 G x 1,8 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de lancette</b>	Lancette de sécurité