

1539661 - Texa® compresses non-tissées - stériles - 10 x 10 cm - 100 x 1 pc



Déscription

Les compresses non-tissées Texa® sont des compresses douces et flexibles, doux pour les plaies, avec peu de tendance à coller. Ils sont non effilochants, sans liants ni azurants optiques et ont une forte capacité d'absorption. Ce sont des compresses alternatives économiques aux compresses de gaze traditionnelles.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes
Stérile	Oui
sku	1539661
Code CNK	2164-879
Couches	4 couches
Emballer	100 x 1 pc
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte