

1301583 - Porte-aiguille Olsen-Hegar - TUC (dorée) - 14 cm - 1 pc



Déscription

Porte-aiguille Olsen-Hegar avec ciseaux incorporés pour tenir et accompagner l'aiguille pendant la suture.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1301583
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	14 cm
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Combinaison porte-aiguilles/ciseaux