

1540890 - MaiMed®-plast Elastic - non-stérile - 4 cm x 5 m - 1 pc



Déscription

MaiMed® - Plast Elastic est un pansement élastique transversal prêt à l'emploi, de couleur chair, perméable à l'air, non stérile avec une forte adhérence grâce au tissu de taffetas avec adhésif à l'oxyde de zinc. Le pansement est respirant et doux pour la peau, pour une utilisation quotidienne pour les blessures mineures et mineures.

Spécifications

Marque	Maimed
Compresse	Oui
Perforé	Non
sku	1540890
Stérile	Non
Couleur	Brun
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	4 cm x 5 m
Type d'emballage	Pièce