

## 1543943 - Renol coussin triangle - h 28 cm x l 60 cm x l 30 cm - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 60 cm, H 28 cm, L 30 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM18000
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1543943
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce