

## 1543943 - Renol coussin triangle - h 28 cm x l 60 cm x l 30 cm - 1 pc



### Spécifications

|   |  |
|---|--|
| <b>Marque</b>                               | Renol  |
| <b>Dimensions du produit</b>                | L 60 cm, H 28 cm, L 30 cm  |
| <b>SKU leverancier</b>                      | RCM18000   |
| <b>Normes</b>                               | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>Composition</b>                          | PU   |
| <b>sku</b>                                  | 1543943  |
| <b>Couleur housse</b>                       | Bleu   |
| <b>Lavable</b>                              | n/a  |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Renol  |
| <b>Matériel</b>                             | PU   |
| <b>Réglementation Européenne</b>            | MDR - 2017/745/EU - Classe I   |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce  |