

1543313 - Pèse-personne digitale avec affichage séparé - 200 kg - 1 pc



Spécifications

Marque	Soehnle
Dimensions du produit	L 31 cm, L 27.5 cm
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	200 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543313
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques