

1543479 - HK 115 coussin chauffant 47x34 cm - 100 W - 1 pc



Déscription

Coussin chauffant pour le rendre douillet en matière polaire qui procure une chaleur agréable en forme de papillon. Avec un contrôleur LED innovant, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). Le coussin s'éteint automatiquement après 90 minutes et dispose d'un interrupteur amovible pour pouvoir également le laver en machine à 30° maximum.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 34 cm, L 47 cm
SKU leverancier	27404
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 2844-124
Lavable en machine	Oui
Respirant	Oui
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Oui
Housse lavable en machine	Oui
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	6
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543479
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce