

1549159 - Welch Allyn SureColor™ LED otoscope de poche 2,5 V LED - avec poignée - sans piles - noir onyx - 1 pc



Déscription

Welch Allyn Otoscope Pocket LED – Puissant, Léger & Stylé !

Le **otoscope de poche le plus robuste** du marché ? – idéal pour les études et la pratique.

? **Ses atouts :**

- ? Éclairage LED ultra-clair avec technologie SureColor™
- ? Ultraléger pour un confort optimal
- ? Lumière froide sans reflets grâce à la fibre optique
- ? Compact & toujours à portée de main

Parfait pour les examens auriculaires au quotidien.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Poids du produit	0.15 kg
sku	1549159
Produits similaires	Oui
Dimensions (l x l x h) - cm	21,1 x 10,3 x 6 cm
Taxe Bemat	0.06 EUR
	Non
Couleur	Noir Onyx
Type d'emballage	Pièce