

## 1549159 - Welch Allyn SureColor™ LED otoscope de poche 2,5 V LED - avec poignée - sans piles - noir onyx - 1 pc



### Déscription

#### Welch Allyn Otoscope Pocket LED – Puissant, Léger & Stylé !

Le **otoscope de poche le plus robuste** du marché ? – idéal pour les études et la pratique.

#### ? **Ses atouts :**

- ? Éclairage LED ultra-clair avec technologie SureColor™
- ? Ultraléger pour un confort optimal
- ? Lumière froide sans reflets grâce à la fibre optique
- ? Compact & toujours à portée de main

Parfait pour les examens auriculaires au quotidien.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Poids du produit</b>	0.15 kg
<b>sku</b>	1549159
<b>Dimensions (l x l x h) - cm</b>	21,1 x 10,3 x 6 cm
<b>Taxe Bemat</b>	0.05 EUR
	Non
<b>Couleur</b>	Noir Onyx
<b>Type d'emballage</b>	Pièce